

# 空心纤维透析器

## ELISIO™ -H 产品性能表

清除率 (mL/min)	Qb (mL/min)	90H	110H	130H	150H	170H	190H	210H	250H
尿 素	200	190	193	196	198	198	199	200	200
	300	246	257	272	278	285	288	291	294
	400	278	298	316	326	337	345	348	363
肌 酐	200	177	184	191	196	197	198	199	200
	300	218	233	250	259	268	273	275	285
	400	242	261	280	296	306	314	326	342
磷酸盐	200	163	171	178	184	188	192	195	196
	300	200	213	230	241	254	258	265	276
	400	223	246	265	275	292	305	314	329
维生素B <sub>12</sub>	200	116	128	140	150	157	164	166	178
	300	134	148	165	180	190	200	206	224
	400	139	161	181	194	211	222	228	247
菊 酚	200	81	86	96	102	110	119	124	153
	300	89	94	102	112	121	132	145	171
	400	92	96	109	118	129	139	151	182
肌红蛋白	200	58	63	74	84	91	101	104	116
	300	61	68	80	90	98	107	111	126
	400	63	76	84	94	107	113	122	137
超 滤 率 (mL/hr/mmHg)		53	59	64	67	74	76	82	93

规 格		90H	110H	130H	150H	170H	190H	210H	250H
有效膜面积	(m <sup>2</sup> )	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.5
血室容量	(mL)	62	70	85	95	105	115	130	149
有效长度	(mm)	212	228	245	259	271	281	290	305
内 径	(μm)	200	200	200	200	200	200	200	200
膜 厚	(μm)	40	40	40	40	40	40	40	40
最大跨膜压	(mmHg)	500	500	500	500	500	500	500	500
压力降 Qb/Qd	(mL/min)	200/500	200/500	200/500	200/500	200/500	200/500	200/500	200/500
血液侧/透析液侧	(mmHg)	82/19	78/21	76/19	70/21	67/17	67/19	65/17	62/17